

MOTUS AX

La nuova era
dell'epilazione medica

 **RENAISSANCE®**
The laser excellence





LA TECNOLOGIA SICURA ED EFFICACE DEL LASER

MOTUS AX è il sistema laser che combina la riconosciuta efficacia epilatoria dell'Alessandrite e l'innovativa tecnologia del manipolo Moveo. Permette di eliminare efficacemente i peli superflui, anche nei fototipi più scuri.

Tecnologia Moveo

Il manipolo Moveo ha un **puntale in zaffiro** che ottimizza l'effetto di trasmissione dell'energia sulla cute.





Dieci manipoli

**Sistema di raffreddamento
cutaneo integrato**

Spot fino a 20 mm

Più di 200 protocolli

**Assorbimento
limitato a 16 A**



LA LUNGHEZZA D'ONDA PERFETTA PER L'EPILAZIONE

Il laser Alexandrite raggiunge livelli di eccellenza grazie alle soluzioni tecnologiche introdotte con Moveo. E' stata ottimizzata l'interazione laser-tessuto potenziando sensibilmente la trasmissione dell'energia. Tutti questi elementi hanno contribuito ad aumentare la sicurezza ed il comfort del trattamento.

Il manipo Moveo, con raffreddamento cutaneo integrato a contatto e gestione modulabile dei parametri, è stato progettato per trattamenti semplici, sicuri e indolori non solo nei fototipi chiari, ma anche e soprattutto nei fototipi scuri, riconosciuti critici per l'uso di questa lunghezza d'onda a causa dell'elevato rischio di esiti discromici post-trattamento.



I **10 manipoli laser con spot fino a 20 mm e con frequenza di lavoro fino a 10 Hz**, consentono allo specialista di affrontare le diverse situazioni cliniche ed il riconoscimento automatico dello spot facilita i cambiamenti delle diverse impostazioni di lavoro.

Il **sistema di raffreddamento** integrato riduce al minimo i rischi di effetti collaterali come bruciatore o discromie.

TRATTAMENTI



Epilazione



Lesioni pigmentate
benigne

TECNOLOGIA INNOVATIVA

Motus AX rende l'epilazione con Alessandrite efficace, indolore e semplice; utilizzabile nei fototipi chiari come in quelli più scuri e anche in presenza di peli sottili e chiari. Il riscaldamento progressivo del follicolo pilifero permette di ottenere eccellenti risultati.

La metodica di epilazione "multipass" a basse fluenze su aree delimitate, si è resa possibile grazie all'introduzione di due tecnologie. Da un lato la modalità di emissione del Motus AX, modulabile in tutti i parametri fondamentali per l'epilazione unitamente ad un'erogazione estremamente stabile.

Dall'altro, l'introduzione del manipolo Moveo col suo terminale in zaffiro, che lavorando a contatto della cute ottimizza l'interazione laser-cute-bersaglio migliorando l'efficienza del sistema.

1 MANIPOLO MOVEO

2 TECNICA MULTIPASS

3 USER FRIENDLY

Il **software semplificato** e il **database interno** consentono una rapida scelta dei parametri di trattamento su qualsiasi fototipo, area e tipo di peli.

Il manipolo Moveo utilizza la **tecnica multipass** e fluenze ridotte su aree delimitate per ottenere un incremento graduale del riscaldamento dei follicoli piliferi fino al raggiungimento del classico end-point.





IL SUCCESSO È NELLE TUE MANI

Il mercato dell'epilazione è estremamente complesso, con diverse variabili che influenzano il professionista nella scelta di un sistema efficace e sicuro. Motus AX sfrutta una tecnologia innovativa che semplifica il cuore del sistema, abbattendo i costi di manutenzione. L'assorbimento limitato a 16 A permette di sfruttare una comune presa elettrica senza modificare l'impianto. La completa soddisfazione dei pazienti porterà, in breve tempo, al raggiungimento di obiettivi importanti.

“ Avevo sempre evitato di sottopormi a trattamenti di depilazione con il laser perché mi ero documentata sui possibili problemi legati alle pelli scure. Quando sono venuta a conoscenza della tecnologia Moveo, ho chiesto informazioni e ho deciso di provare il trattamento. Oltre al risultato sono rimasta colpita positivamente dalla velocità della seduta, superiore di molto a quella di una ceretta, considerando quindi sia la sicurezza che il tempo che ho potuto risparmiare, sono molto soddisfatta e ho messo da parte tutte le mie insicurezze legate al trattamento”.

Fiona May
Campionessa mondiale salto in lungo

“ Con Motus AX e la tecnologia Moveo, ho trovato il prodotto perfetto per le mie cliniche: una metodica sorprendentemente semplice da imparare e da eseguire; risultati ottimi come mai prima d'ora, senza più problemi per trattare i fototipi più scuri o in presenza di peli chiari e sottili; nessuna lamentela o disagio da parte dei pazienti grazie a un trattamento completamente indolore e senza effetti collaterali.”

Prof. Nicola Zerbinati
Dipartimento di Dermatologia
Università dell'Insubria - Varese, Italia

“ Dotarsi di un dispositivo per l'epilazione significa districarsi tra un'ampia offerta di prodotti. A fare la differenza, ancora di più nella tecnologia laser, sono i particolari. Esaltare la lunghezza d'onda di 755 nm ottimizzando il trasferimento dell'energia, quindi in totale sicurezza, permette di avere, in tutta semplicità, trattamenti efficaci e pazienti soddisfatti. Motus AX e la tecnologia Moveo hanno permesso al mio team di ottenere grandi risultati, con esperienze più che positive dei pazienti trattati.”

Prof. Paolo Bonan, MD
ESLD Key Officer - EADV Laser Task Force
In Charge of Laser Cutaneous Cosmetic & Plastic Surgery Unit
Villa Donatello Clinic, Florence

RISULTATI



Per gentile concessione del Prof. P.Bonan e della Dr.ssa M. Troiano



Il trattamento è stato eseguito solo sulla gamba destra (non tatuata)
Per gentile concessione della Dr.ssa M. Troiano e del Prof. P.Bonan



Per gentile concessione del Prof. N. Zerbinati

Specifiche Tecniche

Motus AX	
Tipo di Laser	Alessandrite 755 nm
Energia dell'impulso	31 J (max.)
Potenza	62 W (max.)
Numero di impulsi	1 o 2
Durata dell'impulso	Da 2 a 50 ms (single pulse)
	Da 4 a 80 ms (twin pulse)
Lunghezza dell'impulso	Da 2 a 300 ms
Frequenza	Da 1 a 10 Hz
Dimensioni dello spot (opzionale)	5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm,
	16 mm, 18 mm, 20 mm;
	Manipolo Moveo
Fluenza	Fino a 160 J/cm ²
Raggio guida	Diodo verde @ 532 nm < 4 mW
Controllo d'emissione	Pulsante sul manipolo o pedale
Raffreddamento del manipolo	Raffreddamento cutaneo integrato
Dimensioni e peso	95 cm (A) x 51 cm (L) x 83 cm (P) - 90 Kg
Alimentazione	230 Vac - monofase - 50/60 Hz - 16 A

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

Avoid eye skin exposure to direct or scattered radiation
Laser product: Class 4
Aiming beam: Class 3R



CE
0123

RENAISSANCE®
The laser excellence

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.** e di **Quanta System**, due aziende italiane appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

Seguici su



www.renaissancelaser.it

DEKA
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com



Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso. Riservato ai professionisti sanitari.

